TRÄCHTIGKEITSUNTERSUCHUNG

Fertalys

über redonline+ bestellen

Neu können swissherdbook-Züchter über redonline⁺ Kühe für die Trächtigkeitsuntersuchung anmelden. Nebst dem Einzelauftrag kann auch ein Abo für die ganze Herde abgeschlossen werden.

Die meisten von uns kennen die Situation: "Die Milchkontrolle ist soeben erfolgt und eigentlich wollte ich die Kuh Simonetta noch auf Trächtigkeit untersuchen lassen. Leider vergass ich dies dem Milchkontrolleur mitzuteilen, und als ich mich wieder daran erinnere, ist er soeben weggefahren." Über solche Situationen werden Sie sich künftig nicht mehr ärgern. Zumindest dann nicht mehr, wenn Sie mit unserem Züchterportal redonline+ arbeiten. Ab sofort können swissherdbook-Mitglieder die Dienstleistung Fertalys nicht nur beim Milchkontrolleur, mittels blauem Aufkleber auf der Probeflasche, sondern auch via redonline+ beauftragen. Zum bestehenden Einzelauftrag ist neu auch ein Abo für die ganze Herde möglich.

BESTELLUNG ÜBER REDONLINE⁺

Die neue Abwicklung des Fertalys-Trächtigkeitstests wurde in Zusammenarbeit mit Braunvieh Schweiz koordiniert. Unter dem Menüpunkt "Betrieb" wurde das Untermenü "Laborwerte" in "MLP-Analysen" umbenannt. Die Laborwerte sind neu unter diesem Untermenü abzuholen. Zusätzlich wurde eine neue Lasche "Trächtigkeit" erstellt. **Abbildung:** Anmeldung unter MLP-Analyse

Mein Konto	MLP-Analyse					
Betrieb						
Tier Datenerfassung Paarungsplan	1110057 Wolleb Christian, Wi	indrosenhof, 52	42 Lupfig			
Ausstellung	Trächtigeit Auswertungen					
Stiersuche	- Abo abmelden					
Tierliste	Nr. Anmeldung	Aktion nächste MLP	Name	TVD-Nr.	HB-Rasse	Geb. Datur
Dokumente	64 Abo mit später Nachuntersuchung	Warten	BURMA	CH 120.0966.0260.4	но	05.09.2012
MLP-Analyse	15 abmelden 📝		CLARISSA	CH 120.1108.7010.1	RF	26.09.2014
Betriebslisten	70 📝		SAMIRA	CH 120.1108.9345.2	RF	18.12.2013
etriebsstatistiken	37 abmelden 📝		DAHLIA	CH 120.1108.7046.0	RF	10.04.201
BE anmelden	28 📝		RAGAZA	CH 120.0823.2262.2	но	22.11.200
Behandlungsjournal	14 📝		CLARITA	CH 120.0762.2296.9	RF	20.06.200
nzuchtgrad	18 📝		WALONA	CH 120.1108.7028.6		03.01.201
Marktplatz	54 📝		CAROLA	CH 120.1108.6980.8		15.03.201
Seriendruck Stalltafel	26 📝		DELIN	CH 120.1108.7032.3		08.01.201
Downloads	5		SISSI	CH 120.0966.0264.2		09.10.201
SNP Info	7		RADONA		RH	12.07.201
	25			CH 120.0595.3692.2	5.05	02.04.201
	41 abmelden 📝		HELVETIA	CH 120.0902.4796.2		23.04.201
	44 Manuell anmelden	Untersuchen	DELUXE	CH 120.1108.6990.7		13.06.201
	48 📝		SELIN	CH 120.0902.4804.4		01.07.201
	53 📝		CINDY	CH 120.0966.0232.1	KH	10.02.2012

Hier können nun einzelne Kühe für die Trächtigkeitsuntersuchung angewählt werden. Nachdem die Anmeldung erfolgt ist, erscheint die entsprechende Statusmeldung "angemeldet", und die Kuh wird bei der nächsten Milchkontrolle automatisch auf Trächtigkeit untersucht. Angemeldete Tiere können auch laufend manuell wieder abgemeldet werden. Weil die Statusmeldungen bei der Trächtigkeitsanalyse der Datenbank vom Milchlabor in kurzen Zeitabständen übermittelt werden, kann die Aktivierung des einzelnen Tiers für eine Trächtigkeitsanalyse bis 15 Minuten bevor die Probe im Labor analysiert wird erfolgen. Um sicherzugehen, dass dieses viertelstündige Zeitfenster in jedem Fall eingehalten ist, empfehlen wir die Aktivierung bis um Mitternacht des Kontrolltags zu tätigen. Auf der Eingabemaske erscheinen nur Kühe, welche auf dem letzten Begleitschein für die Milchkontrolle gedruckt wurden. Somit kann sichergestellt werden, dass der Trächtigkeitsuntersuchungs-Auftrag der Kuh zugewiesen werden kann. Tiere, die bei der Milchkontrolle manuell auf den Begleitschein geschrieben werden, müssen in jedem Fall mittels blauem Fertalys-Aufkleber angemeldet werden.

ABO FÜR DEN GANZEN BETRIEB

Auf Wunsch vieler Züchter kann neu auch ein Abo für die ganze Herde abgeschlossen werden. Dabei werden die Kühe des Betriebes automatisch auf Trächtigkeit untersucht, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind. Nach jeder Kalbung wird die Kuh auf einem Betrieb mit Abo automatisch für die Trächtigkeitsuntersuchung angemeldet. Jede Kuh, die auf einen Betrieb mit Abo kommt, wird automatisch angemeldet. Ausnahme: Wenn eine manuell abge-

"Auf Wunsch vieler Züchter kann neu auch ein Abo für die ganze Herde abgeschlossen werden."

meldete Kuh innerhalb von zwei Wochen wieder auf denselben Betrieb kommt, so wird der letzte Status wieder übernommen. Das Abo können Sie selber aktivieren, wieder deaktivieren und einzelne Kühe vom Abo ausschliessen.

VORGEHEN

Wenn auf "Abo für ganzen Betrieb" geklickt wird, erscheint eine Auswahlliste mit folgenden Möglichkeiten:

- Abo ohne Nachuntersuchung
- Abo mit früher Nachuntersuchung
- Abo mit später Nachuntersuchung
- Abo löschen

Abo ohne Nachuntersuchung:

Die Kuh wird bei der nächsten offiziellen Milchkontrolle untersucht, sofern die letzte Abkalbung mindestens 64 Tage zurückliegt und die letzte im System registrierte Besamung/Belegung mindestens 32 Tage und maximal 94 Tage zurückliegt

Abo mit früher Nachuntersuchung:

Die Kuh wird bei der nächsten offiziellen Milchkontrolle untersucht, sofern die letzte Abkalbung mindestens 64 Tage zurückliegt und die letzte im System registrierte Besamung/Belegung mindestens 32 Tage und maximal 94 Tage zurückliegt. Nach mindestens 94 bis maximal 144 Tagen nach der Besamung gibt es eine zweite Untersuchung, sofern das erste Resultat "trächtig" oder "nachtesten" war.

Abo mit später Nachuntersuchung:
Die Kuh wird bei der nächsten offiziellen Milchkontrolle untersucht, sofern die letzte Abkalbung mindestens 64 Tage zurückliegt und die letzte im System registrierte Besamung/Belegung mindestens 32 Tage und maximal 94 Tage zurückliegt. Nach mindestens 144 bis maximal 194 Tagen nach der Besamung gibt es eine zweite Untersuchung, sofern das erste Resultat "trächtig" oder "nachtesten" war.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Warum eine Nachuntersuchung?
Wenn eine Kuh in einem frühen Trächtigkeitsstadium als trächtig erkannt wird, so ist es immer noch möglich, dass aus irgendwelchen Gründen die Frucht abgeht. Damit in solch einem Falle der embryonale Frühtod nicht unbemerkt bleibt, empfiehlt sich eine Nachuntersuchung

Warum 64 Tage nach Abkalbung und 32 Tage nach der Besamung?

Es kann bereits ab dem 60. Tag nach der Abkalbung und dem 28. Tag nach der Besamung eine sichere Aussage über den Trächtigkeitsstatus gemacht werden. Bei der Zeit zwischen Probennahme und Ankunft der Probe im Labor gibt es jedoch, je nachdem an welchem

Tag die Milchkontrolle stattfand, eine Verzögerung von wenigen Tagen. Diese Zeitspanne ist dem Labor nicht bekannt. Damit die Untersuchung sicher nicht zu früh gemacht wird, wurde dieser Puffer so angelegt.

Besamungen/Belegungen melden! Damit wir diese Zeitspannen korrekt berechnen können, ist es Voraussetzung, dass die Besamungen und Belegungen frühzeitig bei uns gemeldet werden.

AM GÜNSTIGSTEN ÜBER MLP

Die Anmeldung über redonline+ ist kostenlos. Der Trächtigkeitstest kostet wie bis anhin CHF 8.50. Zudem entstehen über die MLP keine zusätzlichen Portokosten. Die Nachfrage nach der Dienstleistung Fertalys im Rahmen der monatlichen Milchkontrolle ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. So haben die Milchkontrolleurinnen und Milchkontrolleure von swissherdbook in den vergangenen 12 Monaten bei 81'474 Probeflaschen einen blauen Fertalys-Kleber angebracht.

Simon Langenegger, swissherdbook, und Cécile Meili, Braunvieh Schweiz

Verschleppung verhindern

Eine zu starke Verschleppung von Milchresten (über 10 %) kann zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen bei Milchproben führen oder im schlimmsten Fall gar zu falsch-positiven Testergebnissen beim Milchträchtigkeitstest Fertalys. Unter einer Verschleppung versteht man, dass ein Teil der Milch der unmittelbar vorher gemolkenen Kuh in die Probe der tatsächlich zu untersuchenden Kuh übertragen wird. Es handelt sich zum Beispiel um Milchreste in Schläuchen, die zwischen dem Melken der einzelnen Kühe nicht entleert werden. Verschleppungen lassen sich aber reduzieren. Es ist sehr wichtig, dass technische Geräte für die Milchkontrolle richtig eingestellt sind. In erster Linie gilt dies für den Shuttle in Betrieben mit automatischem Melksystem.